

# AUTO BiPAP VM-7 & VM-8

## Terapia binivel automática para soporte respiratorio

Dispositivos Auto BiPAP compactos y silenciosos, diseñados para terapia respiratoria no invasiva.



**Ruido  $\leq 22$  dBA**

Funcionamiento silencioso para mayor confort.



**VM-7: hasta 25 cmH<sub>2</sub>O**

Rango de presión ideal para terapia personalizada.



**VM-8: hasta 30 cmH<sub>2</sub>O**

Mayor rango de presión para más versatilidad clínica.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Modos de trabajo VM-7: CPAP, Auto, S, T, ST, Auto S.
- ✓ Modos de trabajo VM-8: CPAP, Auto, S, T, ST, Auto S, APCV.
- ✓ Pantalla TFT 2.8 pulgadas, 320 x 240.
- ✓ IPAP: VM-7 4–25 cmH<sub>2</sub>O, VM-8 4–30 cmH<sub>2</sub>O.
- ✓ EPAP: 4–20 cmH<sub>2</sub>O.
- ✓ Frecuencia de respaldo: 5–50/min, ajustable.
- ✓ Relación I/E: 10–80 %.
- ✓ Función Auto ON/OFF.
- ✓ Trigger inspiratorio y sensibilidad: 1–5 niveles.
- ✓ EPR (alivio de presión espiratoria): 0–3 niveles.
- ✓ Función auto-altitud.
- ✓ Compensación de fugas.
- ✓ Detección de vigilia y eventos respiratorios.
- ✓ Humidificador térmico integrado: 0–5 niveles.
- ✓ Capacidad del tanque de agua: 200 mL.
- ✓ Alerta: apagado o fuga de aire.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento de datos        | > 5 años                                                                                            |
| Alimentación                   | Entrada: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1.6 A máx. Salida: 24 V === 2.5 A                                    |
| Protección contra sobretensión | Parada automática con alarma de 4 pitidos                                                           |
| Bloqueo de parámetros          | Sí                                                                                                  |
| Pantalla en reposo             | Se apaga en 15 minutos y se reactiva con cualquier botón                                            |
| Tiempo de rampa                | 0–60 min, 1 min/paso                                                                                |
| Dimensiones del equipo         | 29 x 15 x 10 cm                                                                                     |
| Dimensiones de empaque         | 34.5 x 20.5 x 25.5 cm (1 pieza)<br>39.5 x 34 x 25.5 cm (2 piezas)<br>59.5 x 34 x 25.5 cm (3 piezas) |
| Peso bruto                     | 4.5 kg (1 pieza)<br>8.1 kg (2 piezas)<br>11.5 kg (3 piezas)                                         |
| Garantía                       | 2 años                                                                                              |



### INCLUYE



Tarjeta TF



5 filtros de aire



Manual de usuario



Mascarilla facial completa



Tubuladura de aire



Conector en T



Fuente de poder



Bolso de transporte



0412 153 1593



NOVAMEDICSVE.COM