

AUTO CPAP VM-6

Terapia automática para apnea obstructiva del sueño

Equipo Auto CPAP compacto, silencioso y portátil para terapia respiratoria automática con mayor comodidad para el paciente.



Ruido < 28 dB

Diseño silencioso para un descanso tranquilo.



Presión 4–20 cmH₂O

Ajuste automático para terapia personalizada.



Humidificador integrado

Sistema térmico con niveles de humidificación ajustables.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Diseño silencioso, ligero y compacto.
- ✓ Rango de presión 4–20 cmH₂O con ajuste automático.
- ✓ Humidificador térmico integrado.
- ✓ Función Auto ON/OFF.
- ✓ EPR ajustable de 0 a 3 niveles.
- ✓ Compensación de fugas.
- ✓ Detección de eventos respiratorios.
- ✓ Uso recomendado para apnea obstructiva del sueño (OSA).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo de trabajo	CPAP, Auto
Ruido	< 28 dB
Pantalla	TFT 2.8 pulgadas, 320 x 240
Rango de presión	4–20 cmH ₂ O con ajuste automático
Almacenamiento de datos	TF Card
Alimentación	Entrada 100–240 V, 50–60 Hz, 1–2 A; Salida 24 V, 2.5 A
Voltaje DC	24VDC, 2.5A
Protección por sobretensión	Parada automática, alarma de 4 veces
Función de bloqueo	Sí
Apagado automático de pantalla	15 minutos (presione cualquier botón para iluminar pantalla)
Tiempo de rampa	0–60 min ajustable, 1 min/paso
Auto ON/OFF	Sí
EPR	Sí, 0–3 niveles
Auto-altitud	Sí
Compensación de fugas	Sí
Detección de vigilia	Sí
Detección de eventos respiratorios	Sí
Titulación automática de presión	Sí
Capacidad de agua	200 mL máx
Nivel de humidificación	Calentado integrado, 0–5 niveles
Alertas	Apagado / mascarilla desconectada
Dimensiones del equipo	29 x 15 x 10 cm
Peso (con humidificador)	1.7 kg neto / 4.0 kg bruto
Uso recomendado	OSA



INCLUYE



Tarjeta TF



5 filtros de aire



Manual de usuario



Mascarilla nasal



Tubuladura de aire



Fuente de poder



Bolso de viaje

