

ELECTROCARDÍOGRAFO ECG300G

Equipo de 3 canales con análisis automático

Electrocardiógrafo compacto para la evaluación
y el registro rutinario de la actividad cardíaca.



ECG de
3 canales



Impresión en
tiempo real



Interfaz
multilenguaje



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Captura simultánea de señal ECG de 12 derivaciones.
- ✓ Procesamiento digital de señal con filtros de frecuencia, línea base y EMG.
- ✓ Visualización de 3/6/12 derivaciones en pantalla.
- ✓ Múltiples modos de impresión manuales y automáticos.
- ✓ Autoanálisis y autodiagnóstico de parámetros rutinarios.
- ✓ Memoria de gran capacidad para al menos 1000 casos.
- ✓ Interfaz multilenguaje con español.
- ✓ Avisos de "Lead off" y "Lack of paper".




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Electrocardiógrafo de 3 canales
Adquisición	12 derivaciones simultáneas
Modos de operación	Auto / Manual
Impresión	Térmica
Memoria	≥ 1000 casos
Alimentación	AC / DC
Interfaz	Multilenguaje (incluye español)




FUNCIONES DESTACADAS




Autoanálisis

Evaluación automática de
parámetros y resultados.




Impresión térmica

Impresión rápida y clara
en tiempo real.



12 derivaciones

Captura y visualización de
12 derivaciones simultáneas.



IA y reportes

Autoanálisis, autodiagnóstico
y generación de reportes.



0412 153 1593



NOVAMEDICSVE.COM