

ELECTROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL ECG90A

12 derivaciones con impresión térmica

Electrocardiógrafo portátil para adquisición,
monitoreo y análisis de señales ECG.



12 derivaciones



Monitoreo en
tiempo real



Batería
recargable



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Recolección sincrónica de ECG de 12 derivaciones.
- ✓ Procesamiento digital con filtros de frecuencia, línea base y EMG.
- ✓ Visualización de 1/3/6/12 derivaciones en pantalla.
- ✓ Impresión térmica de alta resolución.
- ✓ Registro y visualización en modo AUTO/MANUAL.
- ✓ Autoanálisis y autodiagnóstico de parámetros rutinarios.
- ✓ Tarjeta SD opcional para almacenamiento de hasta 100 casos.
- ✓ Software ECG-SYNC opcional, conexión por USB 2.0.
- ✓ Alimentación AC/DC y batería de litio recargable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	207 × 96 × 62 mm
Peso	0.5 kg
Impresión	En tiempo real
Batería	Batería de litio recargable
Interfaz	Interfaz multilenguaje
Conectividad	USB 2.0
Tiempo de espera	Hasta 4 horas
Impresión continua	90 minutos y hasta 150 ECG



FUNCIONES DESTACADAS



Diseño portátil



Autoanálisis



Impresión térmica



Monitoreo en
tiempo real



0412 153 1593



NOVAMEDICSVE.COM