

ELECTROBISTURÍ ZT-ESU-C4

Unidad electroquirúrgica multipropósito

Equipo de alta frecuencia diseñado para corte preciso y coagulación controlada de tejidos con seguridad y eficiencia.



CORTE 400 W

Corte monopolar potente para tejido fresco y sin costra.



MEZCLA 150 W

Efecto de coagulación ligera al realizar el corte.



COAG. BIPOLAR 50 W

Coagulación bipolar fina para excelente hemostasia.



MODOS Y VENTAJAS

- ✓ Corte monopolar: 400 W (carga 500 Ω).
- ✓ Mezcla: 150 W (carga 500 Ω).
- ✓ Coagulación suave (Electrocoagulación): 110 W (carga 500 Ω).
- ✓ Coagulación fuerte (Electrocoagulación): 80 W (carga 500 Ω).
- ✓ Coagulación bipolar (Bipolar Bioplar): 50 W (carga 200 Ω).
- ✓ Función de memoria: el último nivel de energía usado se recupera al reiniciar.
- ✓ Monitoreo de calidad de contacto del electrodo neutro con corte automático de salida y alarma.
- ✓ Compensación automática y potencia de salida estable.
- ✓ Puede utilizarse para cortes bajo el agua, incluso en zonas ricas en grasa.
- ✓ Puede usarse con sistema de argón, endoscopia e histeroscopia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura ambiental	5–40 °C
Rango de humedad relativa	< 80%
Rango de presión atmosférica	86.0–106.0 kPa
Fuente de alimentación	220 V (± 22 V), 50 Hz (± 1)
Frecuencia de trabajo	360–460 kHz
Potencia nominal del equipo	880 VA $\pm 10\%$
Consumo total de energía	< 1000 VA (función de corte 400)
Tipo de equipo	CF
Transporte y almacenamiento	Temperatura: -40 a 55 °C Humedad relativa: < 93% Presión atmosférica: 500 hPa a 1060 hPa
Aplicaciones	Quirófano, Ginecología, Ortopedia, Sala de endoscopia, Cirugía, Quemados, Urología, Laboratorio bioquímico clínico y universitario.
Ámbito de aplicación	Adecuado para corte y coagulación de tejidos en funcionamiento.



EL PAQUETE INCLUYE



Lápiz electroquirúrgico
(5 piezas)



Electrodo neutro
(10 piezas)



Cable de electrodo neutro
(1 pieza)



Interruptor de pie
(1 set)



Pinzas bipolares
con cable (1 set)



Cable de alimentación
(1 pieza)



Fusible F3AL250V 3A
(2 piezas)



Manual de usuario /
garantía (1 libro)



Certificado
(1 copia)

